



22 de Março de 2020

Como colher uma amostra para diagnóstico de COVI-19

O diagnóstico de COVID-19 baseia-se na colheita de secreções da nasofaringe e orofaringe com zaragatoa.

A colheita implica a presença de dois profissionais no local da colheita (enfermeiro que efetua a colheita e um segundo elemento de apoio.

Imprimir 2 vinhetas do doente;

Preparar o material para colheita de amostras:

- 1 - Zaragatoas (kit com duas), uma para colheita na nasofaringe e outra para colheita na orofaringe;
- 2 - Preparar compressas embebidas em álcool a 70%

Efetuar a colheita da amostra, pousar a amostra na unidade do doente;

Após a colheita remover o par exterior de luvas e higienizar o par interior com SABA;

Calçar novo par de luvas e desinfetar exteriormente o tubo, no local da colheita, com as compressas previamente embebidas em álcool a 70%;

Identificar o tubo com a vinheta contendo os dados do doente;

Selar a tampa do tubo com película Parafilm®;

O enfermeiro responsável pela colheita deve depositar as amostras num saco que está aberto nas mãos do profissional de apoio, que se encontra obrigatoriamente a mais de 2 metros do doente;

O profissional de apoio deve selar este saco e colocá-lo dentro de um novo saco, previamente identificado com uma segunda vinheta do doente;

Este último saco deve ser selado com uma etiqueta a designar "Covid-19" e acondicionado na mala de transporte;

Efetuar a entrega dos produtos biológicos o mais rapidamente possível.

A Direção da Casa de Saúde da Boavista